

MetaCell® P188 Solution

泊洛沙姆188溶液 (10%)

产品简介

MetaCell® P188 Solution 是一种非离子表面活性剂，可作为悬浮细胞培养时的剪切力保护剂，满足细胞培养优化需求。MetaCell® P188 Solution 也可用于减少细胞培养时因搅拌产生的泡沫，降低细胞贴壁生长的可能。

| 产品名称 | 产品编码 | 包装规格 | 储存条件 | 有效期 |
|-------------------------|------------|-------|---------------|------|
| MetaCell® P188 Solution | L5008-0100 | 100mL | 2-30°C, 密闭、避光 | 18个月 |

MetaCell® P188 Solution 适用于科研和基于细胞培养的大规模生物制品的生产，但不可直接用于人体或作为药物用。

产品应用

- MetaCell® P188 Solution 可被添加到细胞培养基中，以保护细胞免受生物反应器搅拌引起的剪切应力的影响。
- MetaCell® P188 Solution 以10%浓度提供，有效工作浓度为0.1%。

注意事项

- 使用MetaCell® P188 Solution时应注意无菌操作，避免污染。
- 思鹏生物严格控制MetaCell® P188 Solution杂质谱，并通过严格的测试确保产品质量和性能的批间一致性。

▲ 扫描右侧二维码，联系我们，获取如下帮助：

- 更多细胞培养用试剂和添加剂产品
- 技术支持服务
- 相关参考文献



微信公众



技术支持

-----最初编制日期：2024.10-----

-----最新修订日期：NA-----



www.cellplusbio.com

地址：江苏省苏州市高新区大同路20号A3幢

电话：0512-67332699

邮箱：Service@cellplusbio.com