

# 葡聚糖硫酸酯钠盐

## 使用说明书

### 产品简介

葡聚糖硫酸酯钠盐可作为抗结团剂用于细胞培养，可有效降低悬浮细胞培养体系内细胞结团倾向，改善细胞状态。

产品名称	产品编码	包装规格 (待定)	储存条件	有效期
葡聚糖硫酸酯钠盐	P5015-0.01K	10g	2-8°C, 密闭、避光	24个月
	P5015-0.1K	100g		

本产品适用于科研和基于细胞培养的大规模生物制品生产，但不可直接用于人体或作为药物用。

### 产品特性

产品名称	英文名称	CAS No.	分子式
葡聚糖硫酸酯钠盐	Dextran Sulfate Sodium Salt	9011-18-1	$(C_6H_7Na_3O_{14}S_3)_n$

1. 本产品建议添加浓度为0.1-1mg/L，需要根据实际应用情况确定合适的添加量。
2. 本产品低微生物负载，在符合GMP条件的洁净环境下分包装。
3. 本产品作为合格物料用于大规模细胞培养基生产，适用于细胞培养。

### 注意事项

1. 本产品使用完毕后应尽快扎口密封。
2. 本产品每批次均经过严格的测试确保产品质量和性能的批间一致性。

#### ▲ 扫描右侧二维码，联系我们，获取如下帮助：

- 更多细胞培养用试剂和添加剂产品
- 技术支持服务
- 相关参考文献



微信公众



技术支持

-----最初编制日期：NA -----最新修订日期：2025.05 -----



www.cellplusbio.com

地址：江苏省苏州市高新区大同路20号A3幢  
电话：0512-67332699  
邮箱：Service@cellplusbio.com