

MetaCell[®] Water for Cell Culture (WFI Standard)

细胞培养用水（WFI级别）

产品简介

MetaCell[®] Water for Cell Culture (WFI Standard) 细胞培养用水是用于配制细胞培养基、实验室试剂、缓冲液和生物工艺液体时作为溶剂使用的高质量水，符合生物医药、制药和诊断行业的最高标准，符合现行中国药典中有关注射用水的要求。

此产品不可直接用于人体或作为药物用。

产品名称	形态	产品编码	包装规格	储存条件	有效期	推荐适用范围
MetaCell [®] Water for Cell Culture (WFI Standard)	液体	L5004-1000	1000mL	2-30°C 密闭、避光	12个月 (暂定)	配制细胞培养基、实验室试剂、缓冲液和生物工艺液体
		L5004-X020	20L*			
		L5004-X050	50L*			
		L5004-X200	200L*			

注：*为袋装产品，搬运和存储时禁止堆叠，切勿挤压，以防止包装袋破损和液体泄露。

质量标准

项目	标准
外观	无色澄明液体
pH	5.0-7.0
氨	≤0.000 02%
硝酸盐	≤0.000 006%
亚硝酸盐	≤0.000 002%
电导率（灌装前）	符合中国药典注射用水规定
总有机碳（灌装前）	≤0.50mg/L
不挥发物	≤1mg/100ml
重金属	≤0.000 01%
细菌内毒素	< 0.25EU/ml
微生物限度	≤10cfu/100ml

USER GUIDE

Version: 01

使用说明

•上游

1. 配制细胞培养基及相关溶液
2. 冲洗实验室玻璃器皿和容器

•下游

1. 配制各种缓冲液
2. 配制各种清洁剂和冲洗剂

注意事项

1. 本产品无菌，必须在洁净环境中打开使用，以避免被环境中的污染物污染。
2. 使用后必须注意尽快密闭，减少空气进入容器。
3. 如需分装，请使用不含热原、不含核酸酶和无菌的高品质容器。



地址：江苏省苏州市高新区大同路20号A3幢
电话：0512-67332699
邮箱：Service@cellplusbio.com